

Моноклональное Антитело Против Glp2R Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95838

Артикул: CM0003188



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому GLP2R (рецептор глюкагоноподобного пептида 2) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным гомологом. Идеально подходит для исследований сигналинга GPCR и метаболических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLP2R кроличье мАнтитело
Примечания/Альтернативные названия	GLP2R
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	9340
ID гена	9340
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 460-553 человеческого GLP2R (NP_004237.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95838
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим льдом