

Поликлональное Антитело Против Glp2R Для Wb, Ihc-P, Ифа - O95838

Артикул: CM0027724



введение

CamelBio предлагает поликлональное антитело против GLP2R, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Распознает GLP2R человека и мыши (63 кДа) — GPCR, участвующий в кишечной гормональной сигнализации. Идеально подходит для исследовательских работ в области ИВД и разработки тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLP2R кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	GLP2R
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	9340
ID гена	9340
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 460-553 GLP2R человека (NP_004237.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O95838
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	С ледяными пакетами