

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Glra2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P23416

Артикул: CM0014074



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого GLRA2 (альфа-2 субъединица глицинового рецептора). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеальны для исследований в области нейронауки и тормозных синапсов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLRA2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	GLR; MRXSP; GLRA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2742
GeneID	2742
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-420 человеческого GLRA2 (NP_002054.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23416
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом