


Поликлональные Антитела К Glrx Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа - P35754

Артикул: CM0027202



введение

Кроличьи поликлональные антитела к GLRX, нацеленные на глутаредоксин-1 человека, с перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Валидированные поликлональные антитела для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК и ИФА, предназначенные для исследований в области редокс-биологии и оксидативного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLRX Rabbit pAb
Примечания/алиасы	GRX; GRX1; GLRX
Вид	Человек
ID гена (человек)	2745
ID гена	2745
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-106 человеческого GLRX (NP_002055.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35754
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Холодильный пакет