


Поликлональные Антитела Против Glrx3 Для Вб, Игг-Г, Ифа — 076003

Артикул: CM0012889



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому GLRX3 (PICOT, GRX4), валидированные для Вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Направлены на фактор сборки цитозольных железо-серных кластеров, участвующий в регуляции гипертрофии сердца и созревании гемоглобина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLRX3 Кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	GRX3; GRX4; GLRX4; PICOT; TXNL2; TXNL3; GLRX3
Вид	Человек
GeneID (человек)	10539
GeneID	10539
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-335 человеческого GLRX3 (NP_001186797.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	076003
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодильный пакет