


Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Glrx3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - O76003

Артикул: CM0024836



введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-GLRX3, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA на образцах человека. Глутаредоксин-3 участвует в сборке цитозольных железосерных кластеров, регуляции гипертрофии сердца и созревании гемоглобина. Идеально для исследований в области кардиоваскулярных и гематологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLRX3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	GRX3, GRX4, GLRX4, PICOT, TXNL2, TXNL3, GLRX3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10539
ID гена	10539
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-335 человеческого GLRX3 (NP_001186797.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O76003
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом