

Поликлональное Антитело Anti-GLs2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ui32

Артикул: CM0024510



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика Anti-GLS2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Митохондриальная глутаминаза, участвующая в метаболизме и подавлении опухолей. Идеально для разработки ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLS2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	GA; GLS; LGA; hLGA; GLS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27165
GeneID	27165
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 545-602 белка GLS2 человека (NP_037399.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UI32
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом