


Поликлональное Антитело К Рецептору Глюкагона (Gcgr) Для Вб, Ифп, Ифа - P47871

Артикул: CM0017362



введение

Кроличье поликлональное антитело к рецептору глюкагона человека (GCGR) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на препаратах и ИФА. Валидировано для использования с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области диабета и метаболизма глюкозы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCGR Rabbit pAb
Примечания/алиасы	GGR; GL-R; MVAH; GCGR
Вид	Человек
GeneID (человек)	2642
GeneID	2642
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 50-150 человеческого GCGR (NP_000151.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P47871
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовой пакет