


Поликлональное Антитело Кролика Против Глюкозо-6-Фосфат Изомеразы Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P06744

Артикул: CM0028937



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на глюкозо-6-фосфат изомеразу человека (GPI/AMF/NLK). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований гликолиза, рака и нейронаук.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против глюкозо-6-фосфат изомеразы
Примечания/Альтернативные названия	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; глюкозо-6-фосфат изомеразы
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2821
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 глюкозо-6-фосфат изомеразы человека (NP_000166.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06744
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом