

Поликлональные Антитела К Глюкоцереброзидазе Бета (Gba) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P04062

Артикул: CM0024572



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой глюкоцереброзидазы бета (GBA), подходящие для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеком и крысой. Нацелены на лизосомальный фермент деградации липидов, участвующий в развитии болезни Гоше.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Глюкоцереброзидаза бета (GBA) кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	GBA; GCB; GLUC; Глюкоцереброзидаза бета (GBA)
Вид	Человек
GeneID (человек)	2629
GeneID	2629
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-250 человеческой глюкоцереброзидазы бета (GBA) (NP_000148.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04062
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	С ледяным пакетом