

Анти-Глюкозилцерамидаза Бета (Gba) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P04062

Артикул: CM0026444



введение

Кроличьи анти-человеческие GBA поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают лизосомальную кислую глюкозилцерамидазу (60 кДа), ключевой фермент в метаболизме сфинголипидов, связанный с болезнью Гоше и болезнью Паркинсона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Глюкозилцерамидаза бета (GBA) Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	GBA; GCB; GLUC; Глюкозилцерамидаза бета (GBA)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2629
GeneID	2629
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-250 человеческой глюкозилцерамидазы бета (GBA) (NP_000148.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04062
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом