

Поликлональные Антитела Против Glud1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00367

Артикул: CM0028247



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GLUD1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Подходят для изучения глутаматдегидрогеназы, митохондриального метаболизма и гомеостаза инсулина в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLUD1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GDH; GDH1; GLUD; hGDH1; GLUD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2746
ID гена	2746
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 54-242 человеческого GLUD1 (NP_005262.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00367
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка со льдом