

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Glud1/2 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P00367/P49448

Артикул: CM0006457



введение

Моноклональное антитело кролика против GLUD1/2 (GDH1/2) для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Валидировано для исследований метаболизма глутамата и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МКАТ кролика GLUD1/2
Примечания/синонимы	GLUD2; GDH2; GLUDP1; GLUD1/2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2746/2747
GeneID	2746/2747
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 319-558 человеческого GLUD1/2 (NP_036216.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00367/P49448
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет