


Поликлональные Антитела Против Glur1/Gria1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P42261

Артикул: CM0022268



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GluR1/GRIA1 (глутаматный рецептор 1). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Распознают белок с молекулярной массой ~102 кДа. Идеальны для изучения возбуждающей нейротрансмиссии и синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GluR1/GRIA1 Кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2890
GeneID	2890
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 330-470 человеческого GluR1/GRIA1 (NP_000818.2)
Источник	Кролик
Реагент	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42261
Молекулярный вес белка	102kDa
Доставка	Сумка со льдом