


Кроличья Моноклональная Антитело К Glur1/Gria1 Для Вб, Ифа - P42261

Артикул: CM0002723



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого GluR1/GRIA1 (субъединица AMPA-рецептора). Подходит для Вестерн-блота (ВБ) и ИФА, имеет перекрестную реактивность с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований синаптической функции и нейротрансмиссии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье моноклональное антитело к GluR1/GRIA1
Примечания/алиасы	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
Вид	Человек
ID гена	2890
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 800-906 человеческого GluR1/GRIA1 (P42261)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P42261
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Холодильный пакет