


Кроличье Моноклональное Антитело Против Glur2+Glur3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунопреципитации (Ip), Elisa - P42262 / P42263

Артикул: CM0004075



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на субъединицы AMPA-рецептора человека GluR2 и GluR3. Валидировано для WB, IP, ELISA с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Подходит для нейробиологических исследований синаптической пластичности и возбуждающей передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против GluR2+GluR3
Примечания/Альтернативные названия	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GluR2+GluR3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2891/2892
GeneID	2891/2892
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 784-883 белка GluR2 человека (P42262)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P42262/P42263
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом