

Кроличья Моноклональная Антитело К Glur4/GluA4/Gria4 Для ВБ И Ифа - P48058

Артикул: CM0012284

введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий GluR4 (GRIA4, субъединица рецептора AMPA). Валидирована для вестерн-блота и ИФА, перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для нейробиологических исследований возбуждающей синаптической передачи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GluR4/GluA4/GRIA4 кроличья мкАт
Примечания/алиасы	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
Вид	Человек
ID гена (человек)	2893
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P48058
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	Холодовой пакет