

Кроличье Поликлональное Антитело Против Glur4/Glua4/Gria4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P48058

Артикул: CM0016010

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против GluR4 (GRIA4), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования ионотропных глутаматных рецепторов и быстрой возбуждающей синаптической передачи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GluR4/GluA4/GRIA4 кроличье пАт
Примечания/Алиасы	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
Вид	Человек
ID гена (человек)	2893
ID гена	2893
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 254–433 человеческого GluR4/GluA4/GluR4/GluA4/GRIA4 (NP_001070712.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48058
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	Айс-пак