


Кроличья Поликлональная Антитела Против Glut1/Slc2A1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P11166

Артикул: CM0014499



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий транспортер глюкозы GLUT1/SLC2A1. Валидированы для вестерн-блоттинга и ELISA, подходят для изучения транспорта глюкозы, метаболизма мозга и связанных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLUT1/SLC2A1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLV8; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6513
GeneID	6513
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-400 человеческого GLUT1/SLC2A1 (NP_006507.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11166
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом