

Поликлональное Антитело Против Glut2/Slc2A2 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11168

Артикул: CM0031067

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому GLUT2/SLC2A2, валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Подходит для исследований транспорта глюкозы и метаболических заболеваний в условиях IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к GLUT2/SLC2A2
Примечания/Альтернативные названия	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6514
ID гена	6514
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GLUT2/GLUT2/SLC2A2 (NP_000331.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11168
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом