

Кроличье Моноклональное Антитело Против Glut2/Slc2A2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P11168

Артикул: CM0003672

введение

Это кроличье моноклональное антитело направлено против GLUT2/SLC2A2 — фасилитативного глюкозного транспортера. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы, что делает его идеальным для исследований диабета и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против GLUT2/SLC2A2
Примечания/Синонимы	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
Вид иммуногена	Человек
ID гена (человек)	6514
ID гена	6514
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого GLUT2/SLC2A2 (P11168).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11168
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Сумка-холодильник