


Кроличье Моноклональное Антитело Против Glut3/Slc2A3 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - P11169

Артикул: CM0008474



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против GLUT3/SLC2A3, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Распознает белок человека, мыши, крысы. Нацелено на облегченный переносчик глюкозы GLUT3 (P11169) с молекулярной массой 54 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLUT3/SLC2A3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6515
ID гена	6515
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GLUT3/SLC2A3 (P11169).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11169
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом