


Моноклональное Антитело Anti-Glut4 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Артикул: CM0008277



введение

Кроличье моноклональное антитело против GLUT4, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным GLUT4. Идеально подходит для исследований диабета и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLUT4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GLUT4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6517
ID гена	6517
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 410-509 человеческого GLUT4 (NP_001033.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14672
Молекулярный вес белка	55 кДа/44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник