


Поликлональное Кроличье Антитело К Glut4 Для Вб, If/Icc, If-P, Ihc-P, Ифа - P14672

Артикул: CM0022135



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому GLUT4 (глюкозный транспортер типа 4), подходит для ВБ, IF/ICC, IF-P, ИHC-P, ИФА. Реагирует с человеческими и мышинными образцами. Идеально подходит для исследований транспорта глюкозы и инсулиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLUT4 кроличье пАт
Примечания/Синонимы	GLUT4
Вид антигена	Человек
GeneID	6517
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 210-310 человеческого GLUT4 (NP_001033.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P14672
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодовой пакет