

Кроличья Поликлональная Антитело Против Глутаминазы (GLs) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - O94925

Артикул: CM0028994



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческой Глутаминазы (GLS), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для изучения метаболизма глутамина и регуляции нейромедиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Глутаминаза (GLS) кролика pAb
Примечания/Псевдоним	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Глутаминаза (GLS)
Вид	Человек
GenelD (Человек)	2744
GenelD	2744
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O94925
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом