


Кроличье Моноклональное Антитело Против Глутаминсинтетазы (GluI) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P15104

Артикул: CM0006680



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против глутаминсинтетазы (GLUL), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для исследований метаболизма глутамина и сосудистого развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Наименование продукта	Кроличье моноклональное антитело против глутаминсинтетазы (GLUL)
Примечания/Альтернативные названия	GS; GLNS; PIG43; PIG59; Глутаминсинтетаза (GLUL)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2752
GeneID	2752
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 глутаминсинтетазы человека (GLUL) (P15104).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15104
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом