


Кроличья Поликлональная Антитела Против Глутаминсинтетазы (GluI) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P15104

Артикул: CM0022117



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческой глутаминсинтетазы (GLUL). Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Детектируют GS человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований метаболизма азота и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональные антитела против глутаминсинтетазы (GLUL)
Примечания/Альтернативные названия	GS; GLNS; PIG43; PIG59; Глутаминсинтетаза (GLUL)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2752
GeneID	2752
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-373 человеческой глутаминсинтетазы (GLUL) (NP_002056.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15104
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом