

Кроличье Моноклональное Антитело Против
Глутатионсинтетазы (Gss) Для Вб, Иф/Мкк, Ифа — P48637

Артикул: CM0003537



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к человеческой глутатионсинтетазе (GSS), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований метаболизма глутатиона и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к глутатионсинтетазе (GSS)
Примечания/Алиасы	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; Глутатионсинтетаза (GSS)
Вид	Человек
ID гена (человек)	2937
ID гена	2937
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350–450 человеческой глутатионсинтетазы (GSS) (P48637).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48637
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодильный пакет