

Поликлональное Антитело Anti-Glyat Для Wb, Elisa — Q6Ib77

Артикул: CM0014456

введение

Кроличье поликлональное антитело GLYAT валидировано для методов WB и ELISA. Оно распознаёт человеческий GLYAT и перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы, что делает его подходящим для исследований детоксикации, метаболизма и рака печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело GLYAT
Примечания/синонимы	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10249
Идентификатор гена	10249
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-163 человеческого GLYAT (NP_005829.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q6Ib77
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом