

Моноклональное Антитело Против Glyat/Gat Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q6Ib77

Артикул: CM0006889

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий GLYAT/GAT (Gene ID: 10249), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований метаболической детоксикации и рака печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLYAT/GAT Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT/GAT
Вид	Человек
GeneID (человек)	10249
GeneID	10249
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого GLYAT/GAT (NP_964011.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6IB77
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом