

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Глицеролкиназы (Gk) Для Вб, Игг-П, Ифа — P32189

Артикул: CM0002676

### введение

Кроличье моноклональное антитело к глицеролкиназе (GK), валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Направлено против GK человека, мыши и крысы (P32189) — ключевого фермента метаболизма глицерола и синтеза глицериолипидов. Подходит для диагностических и научных исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи мАнтитела к глицеролкиназе (GK) |
| Примечания/псевдонимы     | GK1; GKD; Glycerol kinase (GK)           |
| Вид                       | Человек                                  |
| GeneID (человек)          | 2710                                     |
| GeneID                    | 2710                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид                     |
| Источник                  | Кролик                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                  |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                     |
| SWISS                     | P32189                                   |
| Молекулярная масса белка  | 61кДа                                    |
| Доставка                  | Холодовой пакет                          |