

Кроличья Поликлональная Антитело Против Глицеролкиназы (Gk) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P32189

Артикул: CM0027675

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческой глицеролкиназы (GK). Распознает человеческий, мышиный, крысиный белки. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Идеально подходит для изучения метаболизма глицерола, синтеза глицеролипидов и связанных метаболических путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Глицеролкиназа (GK) Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	GK1; GKD; Глицеролкиназа (GK)
Вид	Человек
GeneID (человек)	2710
GeneID	2710
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 422-559 глицеролкиназы (GK) (NP_001191948.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P32189
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка со льдом