


Анти-Гликофорин А (Гура) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P02724

Артикул: CM0021151



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого GYPA (Гликофорин А, CD235a, MN сиалогликопротеин). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Основной белок мембраны эритроцитов, несет антигены группы крови MN и служит рецептором для HAV и P. falciparum. Молекулярный вес: ~16 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	GYPA Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C); GYPA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2993
GeneID	2993
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-91 человеческого GYPA (P02724).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02724
Молекулярный вес белка	16kDa
Доставка	Сумка со льдом