


Анти-Гликофорин С (Gyrc) Моноклональное Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P04921

Артикул: CM0002289



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против Гликофорина С (GYPC), для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Полезно для изучения мембран эритроцитов и исследований антигенов групп крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гликофорин С (GYPC) Кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Гликофорин С (GYPC)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2995
GeneID	2995
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 49-128 человеческого Гликофорина С (GYPC) (P04921).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04921
Молекулярный вес белка	14kDa
Доставка	Сумка со льдом