

Поликлональные Антитела Против Glyctk Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8Ivs8

Артикул: CM0024896

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого GLYCTK (глицераткиназы), подходящие для WB и ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Рекомбинантный иммуноген, нацеленный на С-концевую область. Идеально подходят для изучения митохондриального метаболизма и смежных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLYCTK Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HBEVP2; HBEVP4; HBeAgBP4A; GLYCTK
Вид	Человек
ID гена (Человек)	132158
ID гена	132158
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 284-523 человеческого GLYCTK (NP_660305.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IVS8
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	В ледяном пакете