

Моноклональное Антитело Против Глипекана 3 (Gpc3) Для Проточной Цитометрии - P51654

Артикул: CM0012580



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с красителем , к человеческому глипекану 3 (GPC3), валидированное для проточной цитометрии. Специфично связывается с человеческим GPC3 – протеогликаном клеточной поверхности, участвующим в сигнальных путях Wnt и Hedgehog.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело к человеческому глипекану 3 (GPC3), моноклональное
Примечания/Синонимы	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2719
ID гена	2719
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 481-580 человеческого глипекана 3 (GPC3) (NP_004475.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51654
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с