


Моноклональное Антитело Против Глипикана 3 (Gpc3) Для ВБ, Иф/Икк, Фц, Ифа — P51654

Артикул: CM0006802



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому глипикану 3 (GPC3), валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ФЦ, ИФА. Подходит для исследований в области онкологии, биологии развития и сигналинга Wnt/Hedgehog.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Glypican 3 (GPC3) кроличье мкАнт
Примечания/синонимы	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
Вид	Человек
GeneID (человек)	2719
GeneID	2719
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 481-580 человеческого глипикана 3 (GPC3) (NP_004475.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ФЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51654
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	Холодильный пакет