


Поликлональные Антитела Против Глипикана-3 (Gpc3) Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии И Ифа - P51654

Артикул: CM0019017



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против Глипикана-3 (GPC3) для Вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ИФА. Перекрестная реакция с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Glypican 3 (GPC3) Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2719
GeneID	2719
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51654
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент