


Поликлональное Антитело К Glys1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q49A26

Артикул: CM0025623



введение

Кроличье поликлональное антитело против GLYR1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований в области биологии хроматина, ремоделирования нуклеосом и регуляции экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLYR1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NP60; NPAC; hNDF; BM045; HIBDL; N-PAC; GLYR1
Вид	Человек
Идентификатор гена	84656 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-270 белка GLYR1 человека (NP_115958.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q49A26
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом