

Моноклональное Антитело Anti-Glyt2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y345

Артикул: CM0002626

введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-Glyt2 для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Валидировано для образцов человека, мыши, крысы. Нацелено на натрий- и хлорид-зависимый транспортер глицина 2, критически важный для глицинергической нейротрансмиссии. Идеально для исследований в нейронауках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Glyt2 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	NET1; GLYT2; HKPX3; GLYT-2; Glyt2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9152
GeneID	9152
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-350 белка Glyt2 человека (Q9Y345)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y345
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом