

Поликлональные Антитела Против Gm130 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q08379

Артикул: CM0030372



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого GM130 (GOLGA2), валидированные для методов Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживают антиген у человека, мыши и крысы. Молекулярная масса белка — 113 кДа. Идеально подходят для исследований аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против GM130
Примечания/Альтернативные названия	GM130; DEDHMB
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	2801
ID гена	2801
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 20–300 человеческого GM130 (NP_004477.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
База данных SWISS	Q08379
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента