

Поликлональное Антитело Кролика Против Gm130 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q08379

Артикул: CM0024600



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против GM130 (Q08379), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Реагирует с GM130 (Golgin A2) человека, мыши, крысы. Идеально для изучения структуры аппарата Гольджи, митоза и организации центросом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против GM130
Примечания/Альтернативные названия	GM130; DEDHMB
Вид	Человек
GeneID (человек)	2801
GeneID	2801
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-300 белка GM130 человека (NP_004477.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q08379
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом