

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Gm13125/Pramef20 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q5Vt98

Артикул: CM0026842

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против мышинового белка Gm13125 (PRAMEF20), подходящее для применения в WB, ИHC-P и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с человеческим и крысиным белками, обнаруживая полосу размером ~55 кДа. Идеально подходит для изучения белков семейства PRAME, содержащих лейцин-богатые повторы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Gm13125 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Gm13125; EG627009; Pramef20
Вид	Мышь
GeneID (человек)	645425
GeneID	627009
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-274 мышинового Gm13125 (NP_001108549.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5VT98
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Сумка со льдом