

Поликлональные Антитела Кролика К Gmfb Для Вб, Иф/Ихк, Ифа — P60983

Артикул: CM0028090

введение

Поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий GMFB, валидированы для ВБ, ИФ/ИХК и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком, идеально подходят для исследований нейральной дифференцировки и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика к GMFB
Примечания/алиасы	GMF; GMFB
Вид	Человек
ID гена (человек)	2764
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-140 человеческого GMFB (NP_004115.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60983
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодильный пакет