

Кроличыи Поликлональные Антитела К Gmip Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P107

Артикул: CM0021256



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к GMIP человека (GEM-взаимодействующий белок, ARHGAP46). Валидированы для методов WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагируют с образцами мыши и крысы. Идеально подходят для изучения регуляции RhoA ГТФазы и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GMIP кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	ARHGAP46; GMIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	51291
GeneID	51291
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-91 GMIP человека (NP_057657.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9P107
Молекулярная масса белка	107 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет