


Кроличье Моноклональное Антитело Против Gmnn Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O75496

Артикул: CM0006596



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий GMNN (Геминнин). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Распознает человеческий и мышинный GMNN, ключевой ингибитор репликации ДНК и регулятор клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GMNN Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	Gem; MGORS6; Геминнин
Вид	Человек
GeneID (человек)	51053
GeneID	51053
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-209 человеческого GMNN (NP_056979.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75496
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом