

## Поликлональное Антитело Против Gmps Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - P49915

Артикул: CM0030795



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GMPS (GMP-синтаза). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Иммуноген: рекомбинантный фьюжн-белок, соответствующий аминокислотам 394-693 человеческого GMPS.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | GMPS Кроличье pAb                                                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | GATD7; GMPS                                                                                                                       |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)                   | 8833                                                                                                                              |
| GeneID                             | 8833                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 394-693 человеческого GMPS (NP_003866.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                              |
| SWISS                              | P49915                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 77 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                 |