

Поликлональные Антитела К Anti-Gn1A Для Wb, Elisa - Q4Adv8

Артикул: CM0022489

введение

Поликлональные антитела к Anti-Gn1a (OsCKX2), валидированные для WB и ELISA. Нацелены на цитокининдегидрогеназу 2 в рисе, ключевой регулятор урожайности зерна. Получены от кролика; перекрестно реагируют с *Oryza sativa*.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Gn1a Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CKX2; Gn1a; OsCKX2; OsJ_00744; B1046G12.8
Вид	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4327333
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-500 <i>Oryza sativa</i> Gn1a (Q4ADV8)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q4ADV8
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	Сумка со льдом