

Кроличья Поликлональная Антитела К Gna11 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P29992

Артикул: CM0026792



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на GNA11 (альфа-11 субъединица G-протеина, SWISS P29992). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сигналинга GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNA11 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	FBH, FBH2, FHH2, HG1K, HHC2, GNA-11, HYPH2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2767
ID гена	2767
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250–350 человеческого GNA11 (NP_002058.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29992
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами