

Кроличья Поликлональная Антитела (Pab) Против Gna11 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc И Elisa - P29992

Артикул: CM0018782



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок GNA11, валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Детектируют эндогенный GNA11 (~42 кДа) и перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Идеальны для исследований сигналинга GPCR и G-белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNA11 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	FBH; FBH2; FHH2; HG1K; HHC2; GNA-11; HYPOC2; GNA11
Вид	Человек
GeneID (человек)	2767
GeneID	2767
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого GNA11 (NP_002058.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29992
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом